

## No.2529 パルプ離解機(無段変速機付)

本機はパルプを水と共に高速回転し、単繊維にほぐす目的で製 作されたものです。この離解法は JIS または ISO 規格離解法です。 その用途は広く、紙葉調製、濾水度測定、漂白、篩分等の試料準備 作業に使用されます。本機は回転数を自由に変えることができる、 標準規格での離解と異なった条件で作業する時に使用されるもの

容 量 2L Max 3% 度 数 750 ∼ 3,000rpm 回 転 タイマー設定式 解時間 ジャケット式試料槽 オプション 3相 200/220V 50/60Hz 0.4kW 3A

外形寸法 250×600×770mm

量 85kg



## No.2531 大型パルプ離解機

本機は標準パルプ離解機と同様に使用されますが、比較的大量 の試料を一度に離解処理する際に利用されています。紙葉調整の 前処理に必須の機械です。

5L, 10L, 20L Max 2.5% 離解時間 タイマー設定式 3相 200/220V 0.75kW ~ 2.2kW 外形寸法 645×420×680mm (5L) 670×420×800mm (10L)  $730 \times 475 \times 950 \text{mm} (20 \text{L})$ 

量 | 120kg(5L) 126kg(10L) 143kg(20L)

## 大型パルプ離解機(30L)

スラリーは容器底部の排水孔より排出されるため、容器出し入 れの必要がなく、大変操作しやすくなっています。

30L 量 Max 2.5% 度 槽 専用架台固定式 2000rpm 転 数 タイマー設定式

3相 200/220V 2.2kW 9A 排出孔  $52mm\varphi$  (バルブ開閉レバー式)

500×750×1440mm 外形寸法

重 量 | 157kg